



ΚΟΡΜΟΣ

02-1-001

ΖΑΚΕΤΑ ΚΥΦΩΣΗΣ



Κατασκευή από αεριζόμενο ελαστικό ύφασμα με εύκαμπτες μπανέλες για τη ραχιαία υποστήριξη. Τιράντες αυτοκόλλητες και διασταυρούμενες στο οπίσθιο τμήμα του κορμού. Οπίσθια εφαρμογή με **velcro**. Ωμίτες επενδεδυμένοι με **foam**. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Αρχικό στάδιο κύφωσης
- Σταδιακή βελτίωση ραχιαίας στάσης

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος θώρακος (cm)	80-90	90-100	100-110	110-120
Ύψος ζακέτας (cm)	35	39	44	49



02-1-005

ΓΙΑΛΕΚΟ ΚΥΦΩΣΗΣ



Κατασκευή από ενισχυμένο βαμβακερό σταθερό ύφασμα, δυο διασταυρούμενων τεμαχίων, που κλείνουν εμπρός με **velcro**. Στο οπίσθιο μέρος, το κάθε τεμάχιο έχει τρεις εύκαμπτες μπανέλες για τη ραχιαία υποστήριξη. Οι τιράντες ώμου είναι επενδεδυμένες με αφρώδες σατινέ ύφασμα. Ύψος πίσω 22 cm, εμπρός 9 cm. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Αρχικό στάδιο κύφωσης
- Σταδιακή βελτίωση ραχιαίας στάσης

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος θώρακος (cm)	80-90	90-100	100-110	110-120



04-1-016

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗΣ



Στερνική ζώνη μετά από επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Το αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro** επιτυγχάνει εύκολη και άνετη εφαρμογή. Διασφαλίζει την απόλυτη σταθεροποίηση και προστασία της θωρακοτομής. Φέρει εργονομικές λαβές έλξης. Η χρήση της στερνικής ζώνης συνιστάται για ένα μήνα τουλάχιστον μετά την επέμβαση. Χρώμα: **Λευκό**

Ενδείξεις:

Μετεγχειρητικά

- Επέμβαση ανοιχτής καρδιάς - θώρακος

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος θώρακος (cm)	80-135



04-1-004 **ΖΩΝΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ**



Κατασκευή από ενιαίο ελαστικό βαμβακερό και υποαλλεργικό ύφασμα. Σχεδιασμένη **en forme** κάτω από το στήθος για σωστή εφαρμογή. Αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro**. Ύψος πίσω 20 cm, εμπρός 12 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Λευκό**

Ενδείξεις

- Θλάσεις, κακώσεις πλευρών
- Κατάγματα πλευρών
- Μετεγχειρητική χρήση

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος στήρνου (cm)	80-90	90-100	100-110	110-120



04-1-005 **ΖΩΝΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ**



Κατασκευή από ενιαίο ελαστικό βαμβακερό και υποαλλεργικό ύφασμα. Αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro**. Ύψος πίσω 20 cm, εμπρός 18 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Λευκό**

Ενδείξεις

- Θλάσεις, κακώσεις πλευρών
- Κατάγματα πλευρών
- Μετεγχειρητική χρήση

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος στήρνου (cm)	80-90	90-100	100-110	110-120



04-2-002 **ΖΙΜΠΟ ΜΑΛΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ**



Φορετή ελαστική ζώνη, από μάλλινο ύφασμα, ύψους 26 cm. Υποαλλεργική και αντιεφιδρωτική. Ανακουφίζει από τους μυϊκούς πόνους και προσφέρει σωστή θερμοκρασία στο σώμα. Πλένεται. Χρώμα: **Λευκό**

Ενδείξεις:

- Ρευματοειδής αρθρίτιδα
- Οσφυαλγία, ισχιαλγία με ελαφριά στήριξη της κοιλιακής και οσφυϊκής χώρας

ΜΕΓΕΘΗ	1	2	3	4	5
Περίμετρος μέσης (cm)	60-75	75-85	85-100	100-115	115-135



04-1-014

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΟΔΡΑΡΙΣΜΕΝΗ


Ζώνη ελαστική με εσωτερική βαμβακερή και υποαλλεργική επένδυση. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με **velcro**. Φινίρισμα με ελαστικό ρέλι. Ύψος 25 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Λευκό**

Ενδείξεις:

- Ιδανική για μετεγχειρητική αποκατάσταση σε επεμβάσεις στομάχου, νεφρών, ομφαλοκήλης



ΜΕΓΕΘΗ	75	80	85	90	95	100	105	110	115
Περίμετρος μέσης (cm)	75	80	85	90	95	100	105	110	115

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας



04-1-001

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 24 cm


Ζώνη μετεγχειρητική τριών ελαστικών λωρίδων των 8 cm. Σταθερή με ανατομική εφαρμογή στη μέση. Η επιπλέον ενίσχυση των ελαστικών λωρίδων επιτυγχάνει τη σωστή επαναφορά. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με **velcro**. Συνολικό ύψος 24 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Ισχιαλγία, οσφυαλγία
- Στήριξη της κοιλιακής χώρας και της μέσης



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-88	88-95	95-103	103-111	111-120

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας



04-1-002

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 20 cm


Ζώνη μετεγχειρητική τεσσάρων ελαστικών λωρίδων των 5 cm. Σταθερή με ανατομική εφαρμογή στη μέση. Η επιπλέον ενίσχυση των ελαστικών λωρίδων επιτυγχάνει τη σωστή επαναφορά. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με **velcro**. Συνολικό ύψος 20 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**


Ενδείξεις:

- Ισχιαλγία, οσφυαλγία
- Στήριξη της κοιλιακής χώρας και της μέσης

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-88	88-95	95-103	103-111	111-120

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας



04-1-070 ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΕΛΑΦΡΑ 24 cm


Ζώνη μετεγχειρητική τριών ελαστικών λωρίδων των 8 cm. Ανατομική εφαρμογή στη μέση. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με **velcro**. Συνολικό ύψος 24 cm. Αεριζόμενη. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Ισχιαλγία, οσφυαλγία, στήριξη της κοιλιακής χώρας και της μέσης

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-88	88-95	95-103	103-111	111-120

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας


04-2-012 ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΝΕΟΠΡΕΝΕ


Κατασκευή από **neoprene** υψηλής ποιότητας, με υποαλλεργική αφρώδη επένδυση foam. Ύψος 25 cm. Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Επανάταξη στην άθληση μετά από κακώσεις στην οσφυϊκή μοίρα
- Ισχιαλγία, οσφυαλγία

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος μέσης (cm)	έως 115


04-1-007 ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 24 cm "4 ΜΠΑΝΕΛΕΣ"


Ζώνη οσφύος τριών ελαστικών λωρίδων των 8 cm. Σταθερή με ανατομική εφαρμογή στη μέση. Ενισχυμένη με τέσσερις μπανέλες στην οσφυϊκή χώρα. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με **velcro**. Συνολικό ύψος 24 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-88	88-95	95-103	103-111	111-120

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας



04-1-068

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 20 cm "4 ΜΠΑΝΕΛΕΣ"


Ζώνη οσφύος τεσσάρων ελαστικών λωρίδων των 5 cm. Σταθερή με ανατομική εφαρμογή στη μέση. Η επιπλέον ενίσχυση των ελαστικών λωρίδων επιτυγχάνει σωστή επαναφορά. Ενισχυμένη με τέσσερις μπανέλες στην οσφυϊκή χώρα. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με **velcro**. Συνολικό ύψος 20 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-88	88-95	95-103	103-111	111-120

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας



04-1-017

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ "CRISS-CROSS"


Κατασκευή από τρεις ελαστικές αεριζόμενες λωρίδες των 8 cm. Οπίσθια χιαστί ενίσχυση με δύο ελαστικούς ιμάντες (criss-cross). Τέσσερις εύκαμπτες μπανέλες στην οσφυϊκή χώρα και δύο πλάγιες **spiral**. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με **velcro**. Ύψος πίσω 24 cm και εμπρός 16 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-88	88-95	95-103	103-111	111-120

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας



04-1-009

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ LOBOSTATE 24 cm


Ζώνη οσφύος με ενιαίο ελαστικό, βαμβακερό και υποαλλεργικό ύφασμα, ύψους 24 cm. Οπίσθια χιαστί υποστήριξη με δύο ελαστικούς ιμάντες και τέσσερις μπανέλες στην οσφυϊκή χώρα. Ανατομικός σχεδιασμός. Φινίρισμα με ελαστικό ρέλι. Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro**. Ύψος πίσω 24 cm, εμπρός 17 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-88	88-95	95-103	103-111	111-120

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας



04-1-019

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΤΡΕΣ



Ισχυρή ζώνη οσφύος. Κατασκευή από ενιαίο υποαλλεργικό ελαστικό ύφασμα 24 cm. Τέσσερις ρυθμιζόμενες δέστρες αυτοκόλλητες πλευρικά. Τέσσερις μπανέλες στην οσφυϊκή μοίρα και δύο **spiral** πλάγια. Φινίρισμα με ελαστικό ρέλι. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με **velcro**. Ύψος πίσω 24 cm, εμπρός 16 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-88	88-95	95-103	103-111	111-120

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας



04-1-018

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ DESSEGE ΕΛΑΣΤΙΚΗ



Ισχυρή, ελαστική ζώνη οσφύος με διπλή υφασμάτινη σταθερή, βαμβακερή και υποαλλεργική ενίσχυση στην οσφυϊκή χώρα. Τέσσερις οπίσθιες μπανέλες και δύο πλευρικές **spiral**. Ύψος πίσω 24 cm, εμπρός 18 cm. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με **velcro**. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	80-88	88-95	95-103	103-111	111-120

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας



04-2-056

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ 20 cm



Κατασκευή από αεριζόμενο, αντιφιδρωτικό και υποαλλεργικό υλικό. Οι τέσσερις παρασπονδύλιες και οι δύο πλευρικές μπανέλες περιορίζουν την κινητικότητα της οσφύος. Διαθέτει τέσσερις ελαστικές δέστρες αυτοκόλλητες με **velcro** για οπίσθια και πλευρική στήριξη. Ανατομικά σχεδιασμένη για σωστή εφαρμογή στην Ο.Μ.Σ.Σ.. Ύψος οπίσθια 20 cm, εμπρός 16 cm. Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	70-95	90-110	105-125	120-135	130-145



04-2-083

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΕΣΤΡΕΣ



Κατασκευή από υψηλής ποιότητας αεριζόμενο, αντιεφιδρωτικό και υποαλλεργικό υλικό. Διαθέτει τέσσερις ρυθμιζόμενους και αυτοκόλλητους ιμάντες για αύξηση της συμπίεσης και της σταθεροποίησης της οσφύς. Ύψος 23 cm.

Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	56-71	69-84	81-96	94-109	107-122



04-2-006

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ 4 ΜΠΑΝΕΛΕΣ



Ζώνη οσφύς από υλικό "Welldry™", υψηλής ποιότητας. Αντιεφιδρωτικό και αεριζόμενο. Οπίσθια και πλευρική στήριξη με τέσσερις ελαστικούς και αυτοκόλλητους ιμάντες. Οι τέσσερις παρασπονδύλιες μπανέλες σταθεροποιούν και περιορίζουν την κινητικότητα της οσφύς. Είναι ελαφρά και εύχρηστη. Ύψος 22 cm.

Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	56-71	69-84	81-96	94-109	107-122



04-2-054

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΔΕΣΤΡΕΣ LUMBOSTAD



Κατασκευή από αεριζόμενο υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Τέσσερις ελαστικοί ιμάντες αυτοκόλλητοι με **velcro** οπίσθιας και πλευρικής στήριξης. Οι τέσσερις οπίσθιες παρασπονδύλιες μπανέλες σταθεροποιούν και περιορίζουν την κινητικότητα της οσφύς. Η ζώνη είναι ανατομικά σχεδιασμένη για σωστή εφαρμογή στην ΟΜΣΣ. Περιορίζει αισθητά το μυϊκό άλγος. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

ΜΕΓΕΘΗ	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	60-70	70-81	81-92	92-105	105-120	120-138



04-2-051

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ "ACTIVE"



Κατασκευή από αεριζόμενο υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Τέσσερις ελαστικοί ιμάντες αυτοκόλλητοι με **velcro** οπίσθιας και πλευρικής στήριξης. Οι τέσσερις οπίσθιες παρασπονδύλιες μπανέλες σταθεροποιούν και περιορίζουν την κινητικότητα της οσφύος. Η ζώνη είναι ανατομικά σχεδιασμένη για σωστή εφαρμογή στην ΟΜΣΣ. Περιορίζει αισθητά το μυϊκό άλγος. Χρώμα: **Γκρι / μπλε**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125



04-2-053

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ "LUMBOMOVE"



Κατασκευή από ελαστικό και υποαλλεργικό υλικό "**micromax**". Διαθέτει δύο ελαστικούς ιμάντες αυτοκόλλητους σε θέσεις επιλογής. Κατά την εφαρμογή επιτυγχάνεται σωστή οπίσθια και πλευρική στήριξη. Οι τέσσερις ημιεύκαμπτες μπανέλες σταθεροποιούν και περιορίζουν της κινητικότητα της ΟΜΣΣ. Ο ανατομικός σχεδιασμός καθιστά την ζώνη εύχρηστη. Χρώμα: **Μπλε**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.,
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125



04-2-052

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ NEOPRENE "LUMBOSTAD"



Κατασκευή από "**neoprene**" πάχους 3 mm. Ανατομικά σχεδιασμένη. Οπίσθια και πλευρική υποστήριξη με δύο αυτοκόλλητες ρυθμιζόμενες δέσμες. Οι τέσσερις παρασπονδύλιες εύκαμπτες μπανέλες ενισχύουν την σταθερότητα στην ΟΜΣΣ. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Επανάταξη στην άθληση
- Ισχιαλγία, οσφυαλγία
- Κακώσεις στην οσφυϊκή μοίρα



ΜΕΓΕΘΗ	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	60-70	70-80	80-90	90-105	105-117	117-130



04-2-021

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΠΙΕΣΤΡΟ & ΔΕΣΤΡΕΣ



Ιδανικό υποστήριγμα των μυών της μέσης και της σπονδυλικής στήλης στις καθημερινές δραστηριότητες και στην άθληση. Φέρει οσφυϊκό ανατομικό πίεστρο βελτίωσης της ΟΜΣΣ. Οι extra ρυθμιζόμενες πλευρικές δέστρες επιτυγχάνουν την προοδευτική συμπίεση των μυών. Ύψος 22,5 cm. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Κήλη μεσοσπονδyliού δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

Περίμετρος μέσης (cm) έως 115



04-2-009

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ "OT-SIMPLE CORSET"



Κατασκευή από υλικό σταθερής υφής με ανοικτούς πόρους. Αντιεφιδρωτικό και αεριζόμενο. Αυτοκόλλητη εμπρός με **velcro**. Στην οσφυϊκή μοίρα η ζώνη φέρει εσωτερικά δύο αυτοκόλλητα αφρώδη μαξιλάρια συμπίεσης. Διαθέτει ρυθμιζόμενο μηχανισμό ο οποίος σταθεροποιεί την οσφυϊκή μοίρα με βαθμιαία ενδοκοιλιακή πίεση. Ύψος νάρθηκα **28 cm**.

Ενδείξεις

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Κάταγμα σώματος σπονδyliού Ο3-Ο5 (συμπιεστικό-εκρηκτικό-σφηνοειδές)
- Απαρακτόπιστο κάταγμα ιερού οστού
- Τραυματική σπονδυλολίσθηση

Μετεγχειρητικά σε:

- Σπονδυλοδεσία Ο3-Ι1 (πρόσθια-οπίσθια)
- Σπονδυλοδεσία με πεταλεκτομή-δισκεκτομή (μονοεπίπεδη-πολυεπίπεδη)

ΜΕΓΕΘΗ SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE XX-LARGE XXX-LARGE

Περίμετρος μέσης (cm) 75-83 83-91 91-99 99-107 107-115 120-138



04-2-044

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΦΥΟΣ "LSO"



Κατασκευή από υλικό αεριζόμενο και υποαλλεργικό. Διαθέτει ειδικό μηχανισμό (δύο κορδόνια συμπίεσης), ο οποίος ρυθμίζει βαθμιαία τη συμπίεση στην οσφυϊκή χώρα, ανακουφίζοντας από το μυϊκό άλγος. Το οσφυϊκό πάνελ είναι προσθαιρούμενο και εναρμονίζεται με το σωματότυπο του ασθενή. Η ζώνη του νάρθηκα είναι αυτοκόλλητη και ρυθμιζόμενη σε μήκος. Όλα τα δομικά πλαστικά εξαρτήματα είναι σταθερά. Ιδανικό βοήθημα για ασθενείς που χρήζουν οσφυϊκή υποστήριξη. Ύψος νάρθηκα 17 cm εμπρός, 34 cm πίσω. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Κάταγμα σώματος σπονδύλου 02-05
- Απαρακτόπιστο κάταγμα ιερού οστού
- Οστεοπορωτικά κατάγματα 02-05

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:

- Διασωματική σπονδυλοδεσία 02-11
- Σπονδυλοδεσία με πεταλεκτομή ή δισκεκτομή 02-05
- Πολυεπίπεδη πεταλεκτομή και δισκεκτομή 02-11
- Αρθροπλαστική μεσοσπονδύλιου δίσκου 02-11



Κωδικός: 04-2-017. Extension Panel για περίμετρο μέσης έως 150cm.

ΜΕΓΕΘΟΣ	ONE SIZE
Περίμετρος μέσης (cm)	έως 130



04-2-010

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΦΥΟΣ "BW-LSO"



Ο νάρθηκας αποτελείται από δύο προσθαιρούμενα εργονομικά πλαστικά τμήματα (πρόσθιο και οπίσθιο). Εσωτερικές αφρώδεις, υποαλλεργικές και μαλακές επενδύσεις. Στο οπίσθιο τμήμα διαθέτει άνοιγμα και μηχανισμό που ρυθμίζει βαθμιαία την αύξηση της συμπίεσης και σταθεροποιεί τη σπονδυλική στήλη. Επιδέχεται εφαρμογή αυτοκόλλητου συστήματος αεροθαλάμων για την αποφόρτιση της σπονδυλικής στήλης (Κωδικός 04-2-030). Ύψος νάρθηκα 33 cm.

Ενδείξεις

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Κάταγμα σώματος σπονδύλου 02-05
- Απαρακτόπιστο κάταγμα ιερού οστού
- Οστεοπορωτικά κατάγματα 02-05

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:

- Διασωματική σπονδυλοδεσία 01-11
- Σπονδυλοδεσία με πεταλεκτομή ή δισκεκτομή 01-05
- Πολυεπίπεδη πεταλεκτομή και δισκεκτομή 02-11
- Αρθροπλαστική μεσοσπονδύλιου δίσκου 02-11

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE	XXX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	72-95	95-105	99-110	107-117	117-128	125-145



04-2-011

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΦΥΟΣ "501 BRACE"



Κατασκευή από διαμορφώσιμο θερμοπλαστικό υλικό. Εσωτερική αυτοκόλλητη επένδυση **plastazote**. Αποτελείται από δύο εργονομικά τμήματα (πρόσθιο και οπίσθιο), με ανατομικό σχεδιασμό. Τα δύο τμήματα συνδέονται μεταξύ τους με έξι πλάγιους διπλούς ελαστικούς και ρυθμιζόμενους ιμάντες σταθεροποίησης. Στο οπίσθιο μέρος φέρει οσφυϊκό άνοιγμα παρακολούθησης της πορείας του ασθενή μετά από χειρουργική επέμβαση. Δύο πλαιϊνά ανοίγματα για καλύτερο αερισμό. Η αυτοκόλλητη ζώνη στην κοιλιακή χώρα είναι κατασκευασμένη από αφρώδες υλικό και επενδεδυμένη με ύφασμα ανοικτών πόρων, αντιεπιδρωτικό, αεριζόμενο και υποαλλεργικό. Ύψος νάρθηκα 33 cm.

Ενδείξεις

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Κάταγμα σώματος σπονδύλου 02-05 (συμπίεστικό-εκρηκτικό)
- Απαρακτόπιστο κάταγμα ιερού οστού

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:

- Σπονδυλοδεσία διασωματική (02-05)
- Σπονδυλοδεσία με δισκεκτομή (02-05)
- Σπονδυλοδεσία με πεταλεκτομή (02-05)
- Αρθροπλαστική μεσοσπονδυλίου δίσκου (02-05)



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	64-76	76-86	86-97	97-107
Περίμετρος λεκάνης (cm)	71-84	84-94	94-104	104-114

04-2-025

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΟΣΦΥΪΚΟΣ "T AIRBACK"



Ο οσφυϊκός κηδεμόνας αποτελείται από δύο τμήματα:

A. Ζώνη αεριζόμενη, υποαλλεργική και αυτοκόλλητη με **velcro**. Διαθέτει ειδικό μηχανισμό (ένα κορδόνι) αυξομειώσεως της συμπίεσης και σταθεροποίησης της ΟΜΣΣ.

B. Οσφυϊκό πάνελ το οποίο είναι προσαφαιρούμενο, εργονομικά και ανατομικά σχεδιασμένο ώστε να εναρμονίζεται στον σωματότυπο του ασθενή.

Ο κηδεμόνας φέρει ενσωματωμένο αεροθάλαμο προσαφαιρούμενο και επενδεδυμένο με **PVC** υλικό. Φέρει **πουάβ** παροχής αέρα και βαλβίδα γρήγορης εκτόνωσης. Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Κάταγμα σώματος σπονδύλου 02-05
- Απαρακτόπιστο κάταγμα ιερού οστού
- Οστεοπορωτικά κατάγματα 02-05

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:

- Διασωματική σπονδυλοδεσία 01-11
- Σπονδυλοδεσία με πεταλεκτομή ή δισκεκτομή 01-05
- Πολυεπίπεδη πεταλεκτομή και δισκεκτομή 02-11
- Αρθροπλαστική μεσοσπονδυλίου δίσκου 02-11



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE	XXX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	75-91	90-101	100-110	109-118	115-127	125-145

04-2-050

ΡΑΧΕΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ



Ο νάρθηκας είναι ανατομικά σχεδιασμένος για την αποφόρτιση και σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης. Κατασκευά από ειδικό ύφασμα **ActivRubber II**, απαλό, αντιεφιδρωτικό, αεριζόμενο και φιλικό στο δέρμα. Οπίσθια χιαστί ενίσχυση στην οσφυϊκή μοίρα. Τέσσερις ρυθμιζόμενες δέστρες αυτοκόλλητες πλευρικά. Φέρει οσφυϊκό ανατομικό πίεστρο, προσθαφαιρούμενο, για την βελτίωση της οσφυϊκής μοίρας της ΟΜΣΣ. Οι δύο διασταυρούμενοι υπομασχαλίοι ιμάντες, είναι αυτοκόλλητοι εμπρός με **velcro**, αυξάνοντας τη συμπίεση και τη σταθερότητα. Φέρει δυο υψηλές ραχιαίες διαμορφωμένες και ισχυρές μπανέλες, δύο στην οσφυϊκή μοίρα και δύο πλευρικές spiral. Η ζώνη του νάρθηκα είναι αυτοκόλλητη εμπρός. Το οπίσθιο ύψος του νάρθηκα ρυθμίζεται σε θέσεις επιλογής από 48 cm έως 62 cm. Πλένεται. Χρώμα: **Μπεζ**

Ενδείξεις

- Ελαφρά οστεοπόρωση Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ5-02)
- Βελτίωση άρχουσας κύφωσης στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ5-02)
- Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ5-02)
- Μεμονωμένο κάταγμα εγκάρσιων-ακανθωδών αποφύσεων σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ5-02)

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	72-78	80-88	88-96	96-104	104-112



04-2-028

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ "SPINE SUPPORT"



Διαθέτει παρασπονδύλια ελάσματα αλουμινίου, τα οποία θέτουν τη σπονδυλική στήλη σε ουδέτερη θέση. Ο νάρθηκας είναι επενδεδυμένος με ειδικό ύφασμα τριών στρωμάτων. Υποαλλεργικό και αεριζόμενο. Οι υπομασχαλίες τσιράντες είναι αυτοκόλλητες και ρυθμίζονται σε θέσεις επιλογής. Φέρει αφρώδεις ωμίτες αποφόρτισης του αυχένος. Διαθέτει υψηλή ζώνη οσφύς, αυτοκόλλητη εμπρός. Επιτρέπει την καθιστή θέση. Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις:

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Σφηνοειδές συμπίεστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-02
- Διαχωριστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-02
- Ανώτερο-κατώτερο σφηνοειδές κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-02
- Οστεοπορωτικά κατάγματα κορμού Θ6-02

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	75-93	90-105	105-120	120-135
Ύψος νάρθηκα (cm)	46	46	55	55



04-2-008

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΘΩΡΑΚΟΣΦΥΓΙΚΟΣ "OT-TAYLOR"



Αποτελείται από οπίσθιο θωρακοσφυϊκό εργονομικό και ανατομικά σχεδιασμένο τμήμα. Έχει εσωτερική αφρώδη, μαλακή και υποαλλεργική επένδυση. Αυτοκόλλητη ζώνη με μηχανισμό βαθμιαίας αύξησης της συμπίεσης και σταθεροποίησης του κορμού. Η ζώνη είναι αυτοκόλλητη και προσθαιρούμενη, αναλόγως της πορείας της υγείας του ασθενή. Ρυθμιζόμενες τσιράντες στήριξης της σπονδυλικής στήλης με ενσωματωμένα μαξιλαράκια ώμου. **Επιδέχεται εφαρμογής αυτοκόλλητου συστήματος αεροθαλάμων για την αποφόρτιση της σπονδυλικής στήλης (Κωδικός 04-2-031).** Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Σφηνοειδές συμπίεστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-02
- Διαχωριστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-02
- Ανώτερο-κατώτερο σφηνοειδές κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-02
- Οστεοπορωτικά κατάγματα κορμού Θ6-02



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE	XXX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	75-91	90-101	100-110	109-118	115-127	125-145
Ύψος νάρθηκα (cm)	46	46	51	51	51	51

04-2-007

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΘΩΡΑΚΟΣΦΥΓΙΚΟΣ "OT-TLSO"



Αποτελείται από οπίσθιο θωρακοσφυϊκό εργονομικό και ανατομικά σχεδιασμένο τμήμα. Φέρει πρόσθιο στερνικό πίεστρο ρυθμιζόμενου ύψους, για έκταση ή υπερέκταση του κορμού. Έχει εσωτερική αφρώδη, μαλακή και υποαλλεργική επένδυση. Αυτοκόλλητη ζώνη με μηχανισμό βαθμιαίας αύξησης της συμπίεσης και σταθεροποίησης του κορμού. Η ζώνη είναι αυτοκόλλητη και προσθαιρούμενη, αναλόγως της πορείας της υγείας του ασθενή. Ρυθμιζόμενες τσιράντες στήριξης της σπονδυλικής στήλης με ενσωματωμένα μαξιλαράκια ώμου. **Επιδέχεται εφαρμογής αυτοκόλλητου συστήματος αεροθαλάμων για την αποφόρτιση της σπονδυλικής στήλης (Κωδικός 04-2-031).** Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Σφηνοειδές κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ3-01)
- Εκρηκτικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ3-01)
- Συμπίεστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ3-01)

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:

- Πρόσθια/οπίσθια σπονδυλοδεσία σπονδυλικής στήλης
- Σπονδυλοδεσία με σπονδυλεκτομή Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. Θ4-Θ12
- Σπονδυλοδεσία με σπονδυλεκτομή Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. Θ11-03
- Διασωματική πρόσθια σπονδυλοδεσία Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. 01-11
- Πολυεπίπεδη διαθωρακική πεταλεκτομή Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. Θ4-Θ12



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE	XXX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	75-88	88-101	99-110	110-123	123-131	128-145
Ύψος νάρθηκα (cm)	46	46	50	50	50	50

04-2-023

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΡΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ "JEWETT"



Κατασκευή από ελαφρύ κράμα αλουμινίου. Ακινητοποιεί τη σπονδυλική στήλη σε έκταση λόγω της ασκούμενης και ελεγχόμενης πίεσης σε τρία σημεία. Επιτρέπει την καθιστή θέση ώστε ο ασθενής να είναι λειτουργικός. Βελτιώνει προοδευτικά την κύφωση. Επιτυγχάνει σωστή θέση του κορμού στη βάδιση. Εύκολη ρύθμιση του νάρθηκα σε ύψος και πλάτος. Αποτελείται από:

- Μεταλλικό κινητό στερνικό πίεστρο ρυθμιζόμενου εύρους
- Πυελική ρυθμιζόμενη και λειτουργική στεφάνη
- Οπίσθιο πίεστρο ράχης για τη σωστή εφαρμογή του νάρθηκα
- Πλευρικά μεταλλικά και πλαστικά κλείστρα ασφαλείας

Ενδείξεις:

Συντηρητική αποκατάσταση σε अपαρεκτόπισα κατάγματα:

- Συμπίεστικό σώματος σπονδύλου Θ10-02
- Διαχωριστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ10-02
- Σφηνοειδές συμπίεστικό σώματος σπονδύλου Θ10-02
- Οστεοπορωτικά κατάγματα Θ10-02

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:

- Σπονδυλοδεσία Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
- Πεταλεκτομές - Δισκεκτομές Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος λεκάνης (cm)	75-95	100-115	110-120	120-135
Στέρνο-ήβη (cm)	38-46	41-48	46-51	48-56
Ύψος νάρθηκα (cm)	42	44	48	50



04-2-055

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΥΠΕΡΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΡΜΟΥ "JEWETT 2"



Κατασκευή από ελαφρύ κράμα αλουμινίου. Ακινητοποιεί τη σπονδυλική στήλη σε έκταση λόγω της ασκούμενης και ελεγχόμενης πίεσης σε τρία σημεία. Επιτρέπει την ημικαθιστή θέση ώστε ο ασθενής να είναι λειτουργικός. Βελτιώνει προοδευτικά την κύφωση. Επιτυγχάνει σωστή θέση του κορμού στη βάδιση. Εύκολη ρύθμιση του νάρθηκα σε ύψος και πλάτος. Χρώμα: **Γκρι/Μπλε**

Αποτελείται από:

- Μεταλλικό κινητό στερνικό πίεστρο ρυθμιζόμενου εύρους
- Πυελική αυτορυθμιζόμενη και λειτουργική στεφάνη για την δυνατότητα ημικαθιστής θέσης
- Οπίσθιο πίεστρο ράχης αυτοκόλλητο με **velcro**, για την σωστή εφαρμογή του νάρθηκα
- Πλευρικά μεταλλικά και πλαστικά κλείστρα ασφαλείας

Ενδείξεις:

Συντηρητική αποκατάσταση σε απαρεκτόπισα κατάγματα:

- Συμπίεστικό σώματος σπονδύλου Θ10-02
- Διαχωριστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ10-02
- Σφηνοειδές συμπίεστικό σώματος σπονδύλου Θ10-02
- Οστεοπορωτικά κατάγματα Θ10-02

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:

- Σπονδυλοδεσία Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
- Πεταλεκτομές - Δισκεκτομές Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Περίμετρος λεκάνης (cm)	60-75	75-90	90-105	105-11
Κορμός (cm)	38-46	41-48	46-51	48-56



04-2-022


ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ ΟΣΤΕΟΠΩΡΩΣΗΣ "STRADA"



Κατασκευή σκελετού από κράμα αλουμινίου, με ανατομικό σχεδιασμό. Ο νάρθηκας είναι επενδεδυμένος εξωτερικά με υλικά προηγμένης τεχνολογίας. Η εσωτερική επένδυση είναι αντιεφιδρωτική και υποαλλεργική. Είναι διαμορφώσιμος, άνετος, λειτουργικός και ελαφρύς (βάρος 450-600 gr αναλόγως μεγέθους). Εφαρμόζεται εύκολα. Οι ρυθμιζόμενοι και αυτοκόλλητοι ισχυροί ιμάντες σταθεροποιούν προοδευτικά τον κορμό σε σωστή θέση, χωρίς να εμποδίζεται η κινητικότητα των άνω άκρων. Φέρει ζώνη στην κοιλιακή χώρα, αυτοκόλλητη και ρυθμιζόμενη. Διαθέτει αφρώδεις ρυθμιζόμενες υπομασχάλιες βάτες. Επιτρέπει την καθιστή και ημικαθιστή θέση. Χρώμα: **Γκρι**

Ενδείξεις

- Οστεοπόρωση - οστεοπορωτικά κατάγματα (μετεμνηνοπαυσιακά- γεροντικά 05-02)
- Πρόληψη κύφωσης
- Παραμόρφωση σπονδύλων
- Οξεία οσφυαλγία
- Σπονδυλολίσθηση
- Σπονδυλική αστάθεια
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου 05-02
- Εκφυλιστικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης
- Οστεοχονδρίτιδα σπονδυλικής στήλης "Νόσος SCHEURMANN"
- Σταθερό κάταγμα 012



ΜΕΓΕΘΗ	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
Ύψος 03 έως 15 (cm)	42-45	45-48	48-51	51-54	54-57	57-60
Ύψος νάρθηκα (cm)	46	49	51	54	56	59

04-2-018

ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "SACRO PLUS-PAD"



Το θωρακοοσφυϊκό σύστημα "Sacro Plus-Pad" διαθέτει μια οσφυϊκή ζώνη, οσφυϊκό πάνελ και ραχεοοσφυϊκό νάρθηκα. Η ζώνη είναι κατασκευασμένη από υλικό υποαλλεργικό και αεριζόμενο.

Διαθέτει ειδικό μηχανισμό (δύο κορδόνια συμπίεσης) ο οποίος ρυθμίζει βαθμιαία την πίεση στην οσφυϊκή χώρα, ανακουφίζοντας από το άλγος. Το **πάνελ** είναι από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Διαθέτει κόκκινες ασφάλειες οι οποίες εάν απασφαλίστούν επιτρέπουν την αυξομείωση του ύψους ανάλογα με τον σωματότυπο του ασθενή. Είναι επενδεδυμένο εσωτερικά από αφρώδες υλικό για άνετη εφαρμογή.

Ο σκελετός του θωρακοοσφυϊκού νάρθηκα έχει ανατομικό σχεδιασμό. Η εσωτερική επένδυση είναι αντιεφιδρωτική και υποαλλεργική ενώ η εξωτερική είναι από **foam**. Είναι εύκαμπτος και διαμορφωμένος. Οι ρυθμιζόμενοι ωμικοί μάντες σταθεροποιούν προοδευτικά τον κορμό σε σωστή θέση χωρίς να εμποδίζεται η κινητικότητα των άνω άκρων.

Η ζώνη μπορεί να συνδεθεί με το οσφυϊκό και το θωρακοοσφυϊκό τμήμα με αυτοκόλλητες ταινίες **velcro**.

Χρώμα: **Μαύρο**

Ενδείξεις:

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Σφηνοειδές κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ3-01)
- Εκρηκτικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ3-01)
- Συμπίεστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ3-01)

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:

- Πρόσθια/οπίσθια σπονδυλοδεσία σπονδυλικής στήλης
- Σπονδυλοδεσία με σπονδυλεκτομή Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. Θ4-01
- Σπονδυλοδεσία με σπονδυλεκτομή Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. Θ11-03
- Διασωματική πρόσθια σπονδυλοδεσία Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. 01-11
- Πολυεπίπεδη διαθωρακική πεταλεκτομή Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. Θ4-01

Κωδικός: 04-2-017

Extension Panel για περίμετρο μέσης έως 155cm.

ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Περίμετρος μέσης(cm)	ONE SIZE έως 135		
Ύψος νάρθηκα (cm)	45	50	55



04-2-030

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ

04-2-031

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ



Κατασκευή από επενδεδυμένο PVC. Φέρει πουάρ παροχής αέρα και βαλβίδα γρήγορης εκτόνωσης.

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE



04-2-048

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΘΩΡΑΚΟΣΦΥΪΚΟΣ "T AIRBACK"

Ο θωρακοσφυϊκός κηδεμόνας αποτελείται από δύο επενδεδυμένα panels. Ένα πρόσθιο και ένα οπίσθιο. Στο οπίσθιο panel προσαρμόζεται ζώνη αυτοκόλλητη με **velcro**. Η ζώνη διαθέτει ειδικό μηχανισμό (ένα κορδόνι) αυξομείωσης της συμπίεσης και σταθεροποίησης της ΟΜΣΣ. Εσωτερικά, στο οπίσθιο θωρακοσφυϊκό panel προσαρμόζεται αεροθάλαμος από υλικό **PVC**. Διαθέτει πουάρ εισαγωγής αέρα και βαλβίδα γρήγορης εκτόνωσης. Τα δύο panels προσαρμόζονται στον σωματότυπο του ασθενή με την οσφυϊκή ζώνη και τις ρυθμιζόμενες ωμικές τσιράντες.

Ενδείξεις:

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Σφηνοειδές συμπίεστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-02
- Διαχωριστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-02
- Ανώτερο-κατώτερο σφηνοειδές κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-02
- Οστεοπορωτικά κατάγματα κορμού Θ6-02



ΜΕΓΕΘΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE	XXX-LARGE
Περίμετρος μέσης (cm)	75-91	90-101	100-110	109-118	115-127	125-145

