



# ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

01-2-007

### ΜΑΛΑΚΟ ΚΟΛΑΡΟ "JBC"



Κατασκευασμένο από μαλακό **foam** υλικό, κλειστών κυψελίδων 3 mm. Υποαλλεργική και αεριζόμενη επένδυση. Χρώμα: **Λευκό**

#### Ενδείξεις:

- Αυχενικές μυαλγίες
- Θλάση μυών αυχένος
- Κακώσεις αυχένος
- Παιδιατρικό ραιβόκρανο

| ΜΕΓΕΘΗ                     | SMALL  | MEDIUM | LARGE      |
|----------------------------|--------|--------|------------|
| διαστάσεις<br>κολάρου (cm) | 5 x 30 | 5 x 35 | 6,5 x 37,5 |



03-2-067

### ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ "FINGER SPLINT"



Κατασκευή από πρωτοποριακό αφρώδες foam υλικό AirDistance II. Αντιεφιδρωτικό, υποαλλεργικό, αεριζόμενο και αδιάβροχο. Στην εξωτερική επιφάνεια υπάρχει λάμα αλουμινίου ακινητοποίησης των μεσοφαλαγγικών και μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων του κάθε δακτύλου χωριστά, πλην του αντίχειρα. Φέρει αυτοκόλλητο ιμάντα **velcro** σταθεροποίησης του καρπού και ιμάντα περίδεσης του δακτύλου. Προσφέρει ραχιαία και παλαμιαία ακινητοποίηση.

**Αμφιδέξιος.** Χρώμα: **Γκρι - Μπλε**

#### Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση φαλαγγικών καταγμάτων
- Ρήξη συνδέσμων-τενόντων δακτύλου
- Μετεγχειρητική χρήση

| ΜΕΓΕΘΗ                    | ONE SIZE |
|---------------------------|----------|
| Περίμετρος<br>καρπού (cm) | 10-16    |



03-2-085

### ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ



Πηξοκαρπικός νάρθηκας από υψηλής ποιότητας ελαστικό ύφασμα. Προσθαφαιρούμενη λάμα αλουμινίου που επιτρέπει τη λειτουργικότητα του χεριού. Εφαρμόζει σωστά στον καρπό και προσφέρει εξαιρετική στήριξη. Φέρει τρεις αυτοκόλλητους ιμάντες και έναν στον αντίχειρα. Ειδικό φινιρίσμα για να μην ενοχλεί το ευαίσθητο δέρμα του παιδιού. Πλένεται. **Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.** Χρώμα: **Μπεζ**

#### Ενδείξεις:

**Συντηρητική αποκατάσταση σε:**

- Κακώσεις συνδέσμων-τενόντων καρπού
- Κατάγματα καρπού μετά από αφαίρεση προπλάσματος γύψου

| ΜΕΓΕΘΗ                    | SMALL | MEDIUM | LARGE |
|---------------------------|-------|--------|-------|
| Περίμετρος<br>καρπού (cm) | 12    | 14     | 16    |



06-2-103

### ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ "TUD"



Κατασκευή από αφρώδες **foam** υλικό **ActivDistance II**. Αεριζόμενο και φιλικό με το δέρμα. Η εσωτερική επένδυση είναι αντιεφιδρωτική, υποαλλεργική και απορροφητική. Αποτελείται από τρία τμήματα "**panels**" με ενσωματωμένες και διαμορφωμένες πλάγιες μπανέλες αλουμινίου, καθώς και μία άκαμπτη οπίσθια μπανέλα ακινητοποίησης. Τέσσερις σταθεροποιητικοί ιμάντες, μη ελαστικοί, επιτρέπουν τη σωστή εφαρμογή του νάρθηκα. Πλένεται. Χρώμα: **Γκρι**

#### Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγματα επιγονατίδος
- Εξάρθρωμα επιγονατίδος
- Ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου
- Αποκατάσταση σε κάταγμα κνημιαίου κυρτώματος

| ΜΕΓΕΘΗ                 | 1     | 2     | 3     |
|------------------------|-------|-------|-------|
| Περίμετρος μηρού (cm)  | 28-36 | 36-40 | 40-44 |
| Περίμετρος κνήμης (cm) | 20-26 | 26-30 | 30-34 |
| Ύψος νάρθηκα (cm)      | 31    | 34    | 40    |



06-2-112

### ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ "ROM"



Παιδιατρικός νάρθηκας με οπή και εσωτερικό μαξιλάρι στήριξης και προστασίας της επιγονατίδος. Κατασκευασμένος από ελαφρύ, αεριζόμενο, υψηλής ελαστικότητας, υλικό **Prosix**. Φέρει δύο ρυθμιζόμενες ελαστικές **velcro** δέστρες για σωστή εφαρμογή και σταθεροποίηση της άρθρωσης του γόνατος. Οι δύο αρθρώσεις από **carbon fibre** ρυθμίζουν αμφίπλευρα το εύρος κίνησης ανά 15°:

- Κάμψη από 0° έως 135°
- Εκταση από 0° έως 105°
- Υπερέκταση από -15° έως 0°

Δυνατότητα ρύθμισης του μηχανισμού σε θέση πλήρους έκτασης όταν απαιτείται ακινητοποίηση του γόνατος.

Χρώμα: **Γκρι/Μπλε**

#### Ενδείξεις:

- Ρήξη έσω-έξω πλαιίου συνδέσμου γόνατος
- Ρήξη μηνίσκου γόνατος
- Συντηρητική αποκατάσταση σε ρήξη πρόσθιου-οπίσθιου χιαστού
- Αστάθεια γόνατος
- Μετεγχειρητικά σε επέμβαση μηνίσκου



| ΜΕΓΕΘΗ                  | 1     | 2     | 3     |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Περίμετρος γόνατος (cm) | 23-26 | 26-29 | 29-33 |



06-2-106

### ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ "ROM" - ΑΝΟΙΧΤΗ



Παιδιατρικός νάρθηκας ανοικτού τύπου με **velcro** κλείσιμο στον μηρό και την κνήμη. Κατασκευασμένος από ελαφρύ, αεριζόμενο, υψηλής ελαστικότητας, υλικό **Prosix**. Φέρει δύο ρυθμιζόμενες ελαστικές **velcro** δέσμες για τη σωστή εφαρμογή και σταθεροποίηση της άρθρωσης του γόνατος. Οι δύο αρθρώσεις από **carbon fibre** ρυθμίζουν αμφίπλευρα το εύρος κίνησης ανά 15°:

- α) Κάμψη από 0° έως 135°
- β) Έκταση από 0° έως 105°
- γ) Υπερέκταση από -15° έως 0°

Δυνατότητα ρύθμισης του μηχανισμού σε θέση πλήρους έκτασης όταν απαιτείται ακινητοποίηση του γόνατος.

Χρώμα: **Γκρι/Μπλε**

#### Ενδείξεις:

- Ρήξη έσω-έξω πλαγίου συνδέσμου γόνατος
- Ρήξη μηνίσκου γόνατος
- Συντηρητική αποκατάσταση σε ρήξη πρόσθιου-οπίσθιου χιαστού
- Αστάθεια γόνατος
- Μετεγχειρητικά σε επέμβαση μηνίσκου
- Νάρθηκας πρώτων βοηθειών



| ΜΕΓΕΘΗ                  | 1     | 2     | 3     |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Περίμετρος γόνατος (cm) | 23-26 | 26-29 | 29-33 |



06-2-013

### ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΙΩΝ Τ. "PAVLIC HARNESS"



Ο νάρθηκας απαγωγής ισχίων αποτελείται από ισχυρούς ρυθμιζόμενους και αυτοκόλλητους με **velcro** ιμάντες, επενδεδυμένους με βαμβακερό ύφασμα. Τα ειδικά παπουτσάκια ρυθμίζονται επίσης αυτοκόλλητα με **velcro**. Η εσωτερική επένδυση είναι υποαλλεργική και αντιβακτηριδιακή. Χρώμα: **Γκρι**

#### Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε συγγενή δυσπλασία ισχίου

| ΜΕΓΕΘΗ         | SMALL | MEDIUM | LARGE |
|----------------|-------|--------|-------|
| Ηλικία (μήνες) | 1     | 2-6    | 6-12  |

06-2-014

**ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΙΩΝ Τ. "TUBINGEN"**

Κατασκευή από πλαστικό εύκαμπτο υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Αντιδιαβρωτική προστασία. Οι πετσετέ ωμικές επενδύσεις είναι προσθαιφαιρούμενες και πλένονται. Τα υπομήρια είναι ανατομικά σχεδιασμένα για τη σωστή θέση των μηρών του βρέφους. Οι λευκές ωμικές ασφάλειες καθώς και οι κόκκινες υπομήριες (εφόσον απασφαλίστούν) επιτρέπουν την κίνηση των κορδονιών με τις χάντρες, για την κάμψη των ισχίων. Εφόσον απασφαλίστούν η κίνηση των κορδονιών είναι ανέφικτη. Η πρόσθια μπάρα είναι ρυθμιζόμενη για το εύρος απαγωγής των ισχίων. Χρώμα: **Λευκό**

**Ενδείξεις:**

- Συντηρητική αποκατάσταση σε συγγενή δυσπλασία ισχίου



| ΜΕΓΕΘΗ         | SMALL | MEDIUM | LARGE |
|----------------|-------|--------|-------|
| Ηλικία (μήνες) | 1     | 2-6    | 6-12  |

06-2-012

**ΝΑΡΘΗΚΑΣ Τ. "PAVLIC HARNESS"**

Ιδανικό βοήθημα για την συντηρητική αποκατάσταση της δυσπλασίας των ισχίων. Εργονομικά κατασκευασμένος. Φέρει δύο ανατομικά επενδεδυμένα υπομήρια, τα οποία ρυθμίζονται σε εύρος και συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλική μπάρα. Το εύρος της απαγωγής των ισχίων καθώς και της έσω και έξω στροφής αυτών ρυθμίζονται με ειδικά κλειδιά **allen**. Οι ρυθμιζόμενοι ωμικοί ισχυροί ιμάντες εφαρμόζονται στο ύψος των υπομηρίων με **clips**. Ο νάρθηκας σταθεροποιείται και προσαρμόζεται σωστά στο σωματότυπο του βρέφους. Η χρήση του συνιστάται σε ηλικία άνω του ενός (1) έτους. Χρώμα: **Γκρι**



| ΜΕΓΕΘΗ         | SMALL | MEDIUM | LARGE |
|----------------|-------|--------|-------|
| Ηλικία (μήνες) | 1     | 2-6    | 6-12  |

06-2-017

### ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΑΙΒΟΪΠΠΟΠΟΔΙΑΣ Τ. "DENNIS BROWN"

Ο νάρθηκας "T Dennis Brown" χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της συγγενούς ραιβοΐπποποδίας (μέθοδος "Ponseti"). Αποτελείται από ένα ζεύγος υποδημάτων (ειδικά διαμορφωμένων) και μία μεταλλική μπάρα απαγωγής ισχίων. Τα υποδήματα είναι προσθαφαιρούμενα με το σύστημα "Quick clip". Το εύρος απαγωγής των ισχίων καθώς και της κάμψης (προαιρετικά) ρυθμίζεται με κλειδί allen. Υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της έξω στροφής (45°). Η εσωτερική επένδυση των υποδημάτων είναι από σιλκόνη. Τρεις δερμάτινες δέστρες επιτυγχάνουν την σταθεροποίηση του άκρου ποδός. Ο νάρθηκας εφαρμόζεται άμεσα μετά την αφαίρεση της τελευταίας γύψινης νάρθηκοποίησης (σύμφωνα με τις εντολές του θεράποντα ιατρού). **Διατίθενται σε αριστερό και δεξιό.**

#### Ενδείξεις:

- Θεραπεία συγγενούς ραιβοΐπποποδίας



| ΜΕΓΕΘΗ                                            | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Μήκος πέλματος από πτέρνα έως μεγάλο δάκτυλο (cm) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |



06-2-037 Υποδήματα ραιβοΐπποποδίας

07-2-051

### ΟΡΘΩΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ

Ανατομικά παιδικά πέλματα ανύψωσης και βελτίωσης της ποδικής καμάρας. Βελτιώνουν την πλατυποδία. Ο ειδικός σχεδιασμός επιτυγχάνει άνεση και σωστή εφαρμογή. Το υλικό κατασκευής του προϊόντος είναι αεριζόμενο. Χρώμα: **Μαύρο** Συσκευασία: **Ζεύγος**

#### Ενδείξεις:

- Πλατυποδία
- Δυναμική αστάθεια κατά τη βόλτα



| ΜΕΓΕΘΗ              | 17        | 18      | 19      | 20        |
|---------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| Μήκος πέλματος (cm) | 17,5      | 18,5    | 19,5    | 20,5      |
| Μέγεθος υποδήματος  | 27,5-28,5 | 28,5-30 | 30-31,5 | 31,5-32,5 |